



Zakroczym, dnia 21.11.2023 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

I. Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „*Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2*”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, **zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.**

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 30.11.2023 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie dotyczy *kolumny do chromatografii cieczowej (HPLC), szczegółowo opisanych poniżej w pkt II.4.*
- KOD CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.**
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania	
Część zamówienia nr	Specyfikacja
1	nazwa: Kolumna chromatograficzna HPLC 4.6 x 250 mm (Partisil 10 SCX lub równoważna) ilość: 1 sztuka wymagania jakościowe: <ul style="list-style-type: none">• Kolumna z wypełnieniem z żywicy kationowymiennej zawierającej grupy kwasu benzenosulfonowego• Wielkość ziarna 10 µm• Wymiary 4.6 x 250 mm• Endcapping: NO• Stabilność w pH min. 1.5-7.0• Powierzchnia aktywna 350 m²/g• Zawartość węgla min. 10%• Wielkość porów 85A

5. Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Dane do kontaktu:

Adres Wykonawcy:

Warunki płatności:

NIP:

Data sporządzenia oferty:

Osoba do kontaktu:

Wycena								Specyfikacja	Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/NIE**
Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producenta/dostawcy	Cena netto za sztukę [PLN]	Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) [PLN]	Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) [PLN]	Koszty dostawy [PLN]	Inne koszty* [PLN]		
1	Kolumna chromatograficzna HPLC 4.6 x 250 mm (Partisil 10 SCX lub równoważna) ilość: 1 sztuka							Kolumna z wypełnieniem z żywicy kationowymiennej zawierającej grupy kwasu benzenosulfonowego Wielkość ziarna 10 µm Wymiary 4.6 x 250 mm Endcapping: NO Stabilność w pH min. 1.5-7.0 Powierzchnia aktywna 350 m ² /g Zawartość węgla min. 10% Wielkość porów 85A	

* podać rodzaj kosztu i cenę

** prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

.....

Data i miejsce

.....

Podpis